

マルチカラー解析トレーニング キャンペーン

試薬の適切な選択から解析方法まで BD 学術スタッフによる実践トレーニングを、貴施設にてご希望に合わせて提供いたします。キャンペーン期間中は、Brilliant Violet™ シリーズ製品を含む弊社試薬を

通常 **20** 万円 → **10** 万円
(弊社希望小売価格) (弊社希望小売価格)

ご購入いただいたお客様に実施いたします。 [詳しくは P12 参照](#)



Helping all people
live healthy lives



今まで見えなかったものが見えてくる Brilliant Violet 色素

Welcome to a More Colorful World

フローサイトメトリーによるマルチカラー解析

フローサイトメトリーでの多項目同時解析によって、一度の解析でより多くの情報量を得て、目的の細胞集団の特徴を捉えることが可能になります。

BD のフローサイトメーターと抗体試薬の広範な製品ラインアップは、マルチカラー解析のための、細胞表面や細胞内、分泌物質などの様々なマーカーを測定できる製品をカバーしています。

特に、抗体試薬は、高付加価値ポリマー技術を応用した高輝度色素 BD Horizon™ Brilliant Violet™ のラインアップが加わったことで、少数の細胞集団の解析や、弱陽性細胞集団の解析が簡単且つ、高い精度で得ることが可能になりました。




図1 高輝度色素 BD Horizon™ Brilliant Violet™ を用いた ヒト末梢血単核細胞 Treg 9 色解析例

ヒト PBMC を分離後、anti-human CD3-APC-H7 [製品番号: 560275]、anti-human CD4-Brilliant Violet™ 510 [製品番号: 562971]、anti-human CD8-PerCP-Cy™ 5.5 [製品番号: 560662]、anti-human CD25-Brilliant Violet™ 421 [製品番号: 562443]、anti-human CD127-PE-CF594 [製品番号: 562397]、anti-human CD45RA-FITC [製品番号: 561882] および anti-human CD197 (CCR7) -PE-Cy™ 7 [製品番号: 560922] で染色した。その後、BD™ Transcription Buffer Set [製品番号: 562725、25 test / 562574、100 tests] を用いて細胞の固定・透過処理を行い、anti-human Foxp3-PE [製品番号: 560082] で染色した。表示データでは、散乱光プロットでリンパ球をゲートし、CD3、CD4 で CD4 + T 細胞をゲートした後、細胞内外のマーカーでポピュレーション分布を示した。

さらに、日本 BD では、製品ラインアップと様々な情報やツールを合わせて、製品選択から解析までの実践的なトレーニングを提供しています。

試薬の実践トレーニングについては、[こちら](#)

E-mail : tech_cell@bd.com

TEL : 0120-4890-77




図2 高輝度色素 BD Horizon™ Brilliant Violet™ を用いたマウス TBNK 8 色解析例

溶血した BALB/c マウスの脾臓細胞を Mouse BD™ FcBlock [製品番号:553142] で処理し、anti-mouse CD3e-APC-Cy7™ 7 [製品番号:561042]、anti-mouse CD4-Alexafluor® 488 [製品番号:557667]、anti-mouse CD8a-PE [製品番号:553033]、anti-mouse NK1.1-Brilliant Violet™ 421 [製品番号:562921]、anti-mouse CD45R/B220-PE-Cy7™ 7 [製品番号:561881]、anti-mouse Ly-6C/Ly-6G-Brilliant Violet™ 510 [製品番号:563040]、anti-mouse Ly-6G-PE-CF594 [製品番号:562700]、anti-mouse CD11b-APC [製品番号:553312] および Cell Viability Solution [製品番号:555815] で染色した。表示したプロットでは、散乱光パラメーターにより脾臓細胞をゲート後、ダブルットを除去し、各リネージマーカーにより細胞ポピュレーションを展開した。

BD Horizon™ Brilliant Violet™ Dyes

バイオレットレーザーで用いる高輝度色素シリーズ

高輝度色素標識抗体は、貴重な細胞集団や、弱陽性細胞集団を明瞭に分離することができます。

BD Horizon™ Brilliant Violet™ は、従来の色素に比べて、顕著に輝度が改善された色素です。高輝度で漏れ込みが少なく安定性の高い色素のため、不明瞭であった細胞集団を同定することが簡単にできるようになります。

日本 BD では BV421、BV510、BV605、BV650、BV711 の 5 種類を提供しています (BV786 については近日リリース予定です)。

特徴

これまでになく高輝度色素

バイオレットレーザーで励起される従来の色素比べ、バックグラウンドが低く顕著に輝度が改善された色素です (図 3)。PE のように常用される高輝度色素とも組み合わせやすいシリーズです。

低発現マーカーの検出に最適

高輝度で漏れ込みが少ないため、弱陽性細胞集団や少数細胞集団を明瞭に分離できます (制御性 T 細胞の例: 図 1)。


広がる新たな選択肢

バイオレットレーザーで使用できる色素のラインアップと、さらに様々なマーカーのラインアップが増え、マルチカラー解析を簡単に、手軽に行えるようになりました。また、多色蛍光解析の検討に最適な 25 テストと、ルーチンの解析に適した 100 テストをご用意いたしました。バルクサイズや特別なサイズについては別途ご相談ください。

安定性に優れた色素

ナノクリスタル技術と異なり、細胞表面 / 細胞内染色に使われる様々な緩衝液に対して高い安定性を示すため、実験手順を新たに工夫する必要はありません。また、PFA 固定や EDTA、ヘパリン採血管にも適しています。

図 4 各色素の蛍光波長






図3 溶血後ヒト末梢血による CD25 解析

ヒト末梢血を溶血し、anti-human CD4-PerCP-Cy™ 5.5 [製品番号:560650]、各種 anti-human CD25 Brilliant Violet™ 421 [製品番号:562443]、FITC [製品番号:560990]、PE [製品番号:557138]、APC [製品番号:560987]、BD Horizon™ V450 [製品番号:560356] によって染色した。全てのデータは、散乱光パラメーターでリンパ球をゲート後、CD4 陽性細胞をゲートした細胞集団を表示している。

■ 漏れ込みと蛍光補正

高輝度で安定性の高い色素のため、不明瞭であった細胞集団の同定を簡単且つ精度高く行うことができます。BV421 と BV605 は漏れ込みが少なく蛍光補正が最小限です。BV シリーズは他のレーザーの色素と漏れ込みにくい色素です。BV510 は BV605 へ、BV650 は APC や AF700 へ、BV711 は AF700 や PerCP-Cy™ 5.5 へ漏れ込むことがありますが、蛍光補正で修正できます。

■ 最適な選択と設定そして実践のためのBDサポート体制

BD は、多色蛍光解析を支援するオンラインのツールに加え、お客様への包括的なサービスの一環として、製品選択から解析までマンツーマンの実践的なトレーニングを提供しています。

パネル検討のためのマルチカラーパネルデザイナー

<http://www.bdj.co.jp/s/paneldsh/>

Brilliant Violet Web Page

<http://www.bdj.co.jp/s/violet-ed/>

トレーニングや技術サポートのお問い合わせ

tech_cell@bd.com

表1 各蛍光色素の特性と対応機種

色素	最大励起波長	最大蛍光波長	光学フィルター *	フローサイトメーター
BV421	407	421, 448	450 / 50	BD FACSVerser™、BD™ LSR II、BD LSRFortessa™、BD FACSAria™、BD Influx™、BD FACSCanto™
BV510	407	510	525 / 50	BD FACSVerser™、BD™ LSR II、BD LSRFortessa™、BD FACSAria™、BD Influx™、BD FACSCanto™、BD FACSJazz™
BV605	407	602	610 / 20	BD™ LSR II、BD LSRFortessa™、BD FACSAria™、BD Influx™
BV650	407	650	660 / 20	BD™ LSR II、BD LSRFortessa™、BD FACSAria™、BD Influx™
BV711	407	711	710 / 50	BD™ LSR II、BD LSRFortessa™、BD FACSAria™、BD Influx™
BV786	407	786	780 / 60	BD™ LSR II、BD LSRFortessa™、BD FACSAria™、BD Influx™

* 機種によってフィルターが異なりますので、上記は目安になります。詳細については弊社営業担当までお問い合わせください。

バイオレットレーザー用抗体一覧

名称	反応性	クローン	標識	容量	カタログ番号	希望小売価格	
Akt (pS473)	Hu, Ms	M89-61	V450	50 tests	560858	¥40,000	
Alkaline Phosphatase	Hu	B4-78	V450	100 tests	561502	¥62,000	
Annexin V			V450	50 tests	560506	¥44,000	
			V500	50 tests	561501	¥44,000	
B7-H4	Hu	MIH43	BV421	50 tests	562786	¥54,000	
Bcl-2	Hu	Bcl-2/100	V450	50 tests	560637	¥44,000	
Bcl-6	Hu, Ms	K112-91	V450	50 tests	562204	¥52,000	
BrdU		3D4	V450	50 µg	560810	¥36,000	
Caspase-3, Active Form	Hu, Ms	C92-605	V450	50 tests	560627	¥44,000	
CD1d	Ms	1B1	BV421	50 µg	562712	¥45,000	
			BV510	50 µg	563189	¥45,000*	
CD2	Hu	RPA-2.10	BV421	100 tests	562639	¥69,000	
			BV421	25 tests	562667	¥37,000	
CD3	Hu	UCHT1	BV421	100 tests	562426	¥69,000	
			BV421	25 tests	562427	¥37,000	
			BV510	50 tests	563109	¥54,000	
			PB	100 µg	558117	¥50,000	
			V450	500 tests	561812	¥223,000	
			V450	120 tests	560365	¥61,000	
			V450	30 tests	560366	¥28,000	
			V500	100 tests	561416	¥57,000	
			V500	25 tests	561417	¥30,000	
			Hu, Rhe, Cyno	SP34-2	BV421	50 tests	562877
	BV510	50 tests	563107		¥54,000		
	BV605	50 tests	562994		¥54,000		
	PB	100 µg	558124		¥45,000		
	V450	120 tests	560351		¥61,000		
	Hu, Rhe, Cyno, Bab	SP34-2	V450	30 tests	560352	¥28,000	
V500			100 tests	560770	¥57,000		
V500			25 tests	560772	¥30,000		
BV421			50 µg	562600	¥45,000		
BV510			50 µg	563024	¥45,000		
CD3e	Ms	145-2C11	BV605	50 µg	563004	¥45,000	
			BV711	50 µg	563123	¥45,000	
			PB	100 µg	558214	¥45,000	
		500A2	V450	100 µg	560801	¥47,000	
			V450	25 µg	560804	¥25,000	
			V500	100 µg	560771	¥47,000	
			V500	25 µg	560773	¥25,000	
CD3 Molecular Complex	Ms	17A2	V450	50 µg	561389	¥40,000	
CD4	Hu	RPA-T4	BV421	100 tests	562424	¥69,000	
			BV421	25 tests	562425	¥37,000	
		SK3	BV510	100 tests	562970	¥68,000	
			BV510	25 tests	562971	¥35,000	
		RPA-T4	BV605	100 tests	562658	¥66,000	
			BV605	25 tests	562659	¥38,000	
			PB	100 µg	558116	¥50,000	
			V450	500 tests	561838	¥158,000	
			V450	120 tests	560345	¥61,000	
			V450	30 tests	560346	¥28,000	
		Hu, Rhe, Cyno, Bab	L200	V500	100 tests	560768	¥57,000
				V500	25 tests	560769	¥30,000
	BV510			50 tests	563094	¥54,000	
	GK1.5		BV605	50 tests	562843	¥54,000	
			V450	50 tests	560811	¥40,000	
			V500	50 tests	561488	¥40,000	
	Ms	RM4-5	BV421	50 µg	562891	¥45,000	
			BV650	50 µg	563232	¥45,000	
			BV711	50 µg	563050	¥45,000	
		OX-35	BV786	50 µg	563331	¥45,000*	
			BV510	50 µg	563106	¥45,000	
			PB	100 µg	558107	¥45,000	
	Rat	OX-35	V450	100 µg	560468	¥47,000	
			V450	25 µg	560470	¥25,000	
V500			100 µg	560782	¥47,000		
OX-35		V500	25 µg	560783	¥25,000		
		V450	50 µg	561579	¥36,000		

* PB : Pacific Blue™の略。

*2013年8月1日より販売開始予定。

名称	反応性	クローン	標識	容量	カタログ番号	希望小売価格		
CD5	Hu	UCHT2	BV421	100 tests	562646	¥69,000		
			BV711	50 tests	563170	¥54,000		
	Ms	53-7.3	V450	50 tests	561154	¥41,000		
			BV421	50 µg	562739	¥45,000		
CD7	Hu	M-T701	BV510	50 µg	563069	¥45,000		
			V450	50 µg	561244	¥36,000		
CD8	Hu	RPA-T8	BV421	100 tests	562428	¥69,000		
			BV421	25 tests	562429	¥37,000		
			BV510	50 tests	563256	¥54,000*		
			PB	100 µg	558207	¥45,000		
			V450	120 tests	560347	¥61,000		
	Hu, Rhe, Cyno, Bab	RPA-T8	V450	30 tests	560348	¥28,000		
			V500	100 tests	560774	¥57,000		
			V500	25 tests	560775	¥30,000		
			Hu	SK1	V500	50 tests	561617	¥40,000
			Rhe, Cyno, Bab	SK1	V500	50 tests	561618	¥41,000
CD8a	Ms	53-6.7	BV510	50 µg	563068	¥45,000		
			BV650	50 µg	563234	¥45,000		
			BV711	50 µg	563046	¥45,000		
			BV786	50 µg	563332	¥45,000*		
			PB	100 µg	558106	¥45,000		
	Rat	OX-8	V450	100 µg	560469	¥47,000		
			V450	25 µg	560471	¥25,000		
			V500	100 µg	560776	¥47,000		
			V500	25 µg	560778	¥25,000		
			V450	50 µg	561614	¥36,000		
CD9	Hu	M-L13	V450	50 tests	561326	¥40,000		
CD10	Hu	HI10a	BV421	100 tests	562902	¥68,000		
CD11a	Ms	2D7	BV510	50 tests	563032	¥54,000		
			BV605	100 tests	562978	¥68,000		
CD11b	Ms	M1/70	BV421	50 µg	562918	¥45,000		
			BV421	50 µg	562605	¥45,000		
			BV510	50 µg	562950	¥45,000		
			BV605	50 µg	563015	¥45,000*		
			BV711	50 µg	563168	¥45,000		
	Rat	WT.5	V450	100 µg	560455	¥47,000		
			V450	25 µg	560456	¥25,000		
			V500	100 µg	562127	¥65,000		
			V500	25 µg	562128	¥27,000		
			V450	50 µg	562108	¥38,000		
CD11b/MAC-1	Hu	ICRF44	BV421	100 tests	562632	¥69,000		
			BV510	50 tests	563088	¥54,000		
			BV605	100 tests	562721	¥66,000		
			BV605	25 tests	562723	¥38,000		
			PB	100 µg	558123	¥45,000		
			V450	120 tests	560480	¥61,000		
CD11c	Hu	B-ly6	V450	30 tests	560481	¥28,000		
			BV421	100 tests	562561	¥69,000		
			BV711	50 tests	563130	¥54,000		
	Ms	HL3	V450	120 tests	560369	¥61,000		
			V450	30 tests	560370	¥28,000		
			BV421	50 µg	562782	¥45,000		
CD13	Hu	WM15	BV510	50 µg	562949	¥45,000		
			BV605	50 µg	563057	¥45,000*		
			BV711	50 µg	563048	¥45,000		
			V450	50 µg	560521	¥36,000		
			BV421	100 tests	562596	¥69,000		
			BV510	50 tests	563079	¥54,000		
CD14	Hu	MφP9	V450	120 tests	560349	¥61,000		
			V450	30 tests	560350	¥28,000		
			V500	100 tests	562693	¥65,000		
			V500	100 tests	561391	¥57,000		
			V500	25 tests	561392	¥30,000		
	Hu, Rhe, Cyno	M5E2	V450	50 tests	561390	¥40,000		
			Hu, Rhe, Cyno, Bab, Dog	M5E2	PB	100 µg	558121	¥50,000
					Ms	rmC5-3	V450	50 µg

名称	反応性	クローン	標識	容量	カタログ 番号	希望小売 価格
CD15	Hu	W6D3	BV605	100 tests	562980	¥68,000
			BV711	50 tests	563142	¥54,000
		HI98	V450	50 tests	561584	¥40,000
V500	50 tests		561585	¥41,000		
CD16	Hu	3G8	BV421	100 tests	562874	¥58,000
			BV421	25 tests	562878	¥37,000
			BV711	50 tests	563127	¥54,000
			PB	100 µg	558122	¥50,000
			V450	120 tests	560474	¥61,000
			V450	30 tests	560475	¥28,000
			V500	25 tests	561393	¥30,000
			V500	100 tests	561394	¥57,000
			V450	50 tests	561246	¥44,000
			BV605	100 tests	563172	¥68,000*
	BV605	25 tests	563173	¥35,000*		
	Hu, Rhe, Cyno, Bab	B73.1	V450	50 tests	561310	¥40,000
			Hu			
CD16/CD32	Ms	2.4G2	BV421	50 µg	562896	¥45,000
			V450	50 µg	560539	¥36,000
CD18	Hu, Rhe, Cyno, Pig, Rab	6.7	BV421	100 tests	562871	¥68,000
	Ms		C71/16	BV421	50 µg	562931
CD19	Hu	HIB19	BV421	100 tests	562440	¥69,000
			BV421	25 tests	562441	¥37,000
			V450	120 tests	560353	¥61,000
			V450	30 tests	560354	¥28,000
			V500	100 tests	561121	¥57,000
		V500	25 tests	561125	¥30,000	
		SJ25C1	BV510	100 tests	562947	¥68,000
			BV510	25 tests	562953	¥35,000
			BV605	100 tests	562653	¥66,000
			BV605	25 tests	562654	¥38,000
	BV650		100 tests	563226	¥68,000	
	Ms	1D3	BV650	25 tests	563227	¥35,000
			BV711	100 tests	563036	¥68,000
			BV711	25 tests	563038	¥35,000
			BV786	100 tests	563325	¥68,000*
			BV786	25 tests	563326	¥35,000*
	Hu	2H7	BV421	50 µg	562701	¥45,000
			BV510	50 µg	562956	¥45,000
			BV650	50 µg	563235	¥45,000*
			BV711	50 µg	563157	¥45,000
BV786			50 µg	563333	¥45,000*	
Ms	L27	V450	100 µg	560375	¥47,000	
		V450	25 ug	560376	¥25,000	
		BV421	100 tests	562873	¥58,000	
		V450	50 tests	561164	¥44,000	
		BV711	50 tests	563126	¥54,000	
CD20	Hu	L27	V450	50 tests	561163	¥44,000
	Hu, Rhe, Cyno, Bab	L27	V450	50 tests	561163	¥44,000
CD21	Hu, Rhe, Cyno, Bab	B-ly4	V450	50 tests	561395	¥40,000
	Hu, Rhe, Cyno, Bab, Pig		V450	50 tests	561381	¥40,000
	Hu, Rhe, Cyno, Bab		BV421	100 tests	562966	¥68,000
	Hu, Rhe, Cyno, Bab, Pig		BV711	50 tests	563163	¥54,000
CD21/CD35	Ms	7G6	BV421	50 µg	562756	¥45,000
			BV510	50 µg	563175	¥45,000*
			BV605	50 µg	563176	¥45,000*
CD23	Hu	M-L233	BV421	100 tests	562707	¥58,000
	Ms	B3B4	BV421	50 µg	562929	¥45,000
			BV510	50 µg	563200	¥45,000
CD24	Hu	ML5	BV421	100 tests	562789	¥68,000
			BV510	50 tests	563035	¥54,000
			BV605	100 tests	562788	¥68,000
	Ms	M1/69	BV421	50 µg	562563	¥45,000
			BV510	50 µg	563115	¥45,000*
			BV605	50 µg	563060	¥45,000*

名称	反応性	クローン	標識	容量	カタログ 番号	希望小売 価格
CD25	Hu	M-A251	BV421	100 tests	562442	¥69,000
			BV421	25 tests	562443	¥37,000
			V450	120 tests	560355	¥61,000
			V450	30 tests	560356	¥28,000
			BV605	100 tests	562660	¥66,000
	Ms	2A3	BV605	25 tests	562661	¥38,000
			BV711	50 tests	563159	¥54,000
			BV421	50 µg	562606	¥45,000
			BV510	50 µg	563037	¥45,000*
			BV605	50 µg	563061	¥45,000*
CD27	Hu	M-T271	V450	50 µg	561257	¥36,000
			BV421	100 tests	562513	¥69,000
			BV421	25 tests	562514	¥37,000
			V450	120 tests	560448	¥61,000
			V450	30 tests	560458	¥28,000
	Hu, Rhe, Cyno, Bab	PC61	V500	100 tests	561222	¥57,000
			V500	25 tests	561223	¥30,000
			V450	50 tests	561408	¥40,000
			BV510	25 tests	563090	¥35,000
			BV510	100 tests	563092	¥68,000
CD28	Hu	L128	BV605	100 tests	562655	¥66,000
			BV605	25 tests	562656	¥38,000
			BV650	100 tests	563228	¥68,000
			BV650	25 tests	563229	¥35,000
			BV711	50 tests	563167	¥54,000
	Ms	LG.3A10	BV786	100 tests	563327	¥68,000*
			BV786	25 tests	563328	¥35,000*
			V450	50 µg	561245	¥36,000
			BV421	100 tests	562613	¥68,000
			BV510	50 tests	563075	¥54,000
Hu	CD28.2	BV605	100 tests	562976	¥68,000	
		BV605	25 tests	562979	¥35,000	
		BV711	50 tests	563131	¥54,000	
		V450	50 tests	561377	¥40,000	
		V450	50 tests	561397	¥40,000	
CD29	Ms, Rat	Ha2/5	BV421	50 µg	562764	¥45,000
			V450	50 µg	562155	¥38,000
CD30	Hu	BerH8	BV421	100 tests	562876	¥58,000
CD31	Hu	WM59	BV605	50 tests	562855	¥54,000
			V450	50 tests	561653	¥40,000
	Ms	MEC 13.3	BV421	50 µg	562939	¥45,000*
CD32	Ms	2.4G2	BV510	50 µg	563089	¥45,000
			BV605	50 µg	563006	¥45,000*
CD33	Hu	WM53	BV421	50 tests	562854	¥54,000
			BV711	50 tests	563171	54,000
			V450	50 tests	561157	¥44,000
CD34	Hu	581	BV421	100 tests	562577	¥69,000
CD36	Ms	RAM34	BV421	50 µg	562608	¥45,000
CD37	Hu	CB38	V450	50 tests	561535	¥40,000
			V450	50 tests	561548	¥40,000
CD38	Hu	HIT2	BV421	100 tests	562444	¥69,000
			BV421	25 tests	562445	¥37,000
			BV605	100 tests	562665	¥66,000
	Ms	90/CD38 (also known as Ab90)	BV605	25 tests	562666	¥38,000
			HIT2	V450	50 tests	561378
CD40	Hu	5C3	BV421	50 µg	562768	¥45,000
			V450	50 tests	561219	¥40,000
CD41	Ms	41356	BV421	50 µg	562846	¥45,000
CD41a	Ms	MWReg30	BV421	50 µg	562957	¥45,000
CD43	Hu	HIP8	V450	50 tests	561425	¥40,000
			1G10	BV421	100 tests	562916
CD44	Hu	G44-26	BV605	100 µg	563205	近日販売 開始
			BV421	100 tests	562890	¥58,000
			BV510	50 tests	563029	¥54,000
			V450	50 tests	561292	¥41,000
			BV510	50 µg	563114	¥45,000
	Ms	IM7	V450	100 µg	560451	¥47,000
			V450	25 µg	560452	¥25,000
			V500	100 µg	560780	¥47,000
			V500	25 µg	560781	¥25,000

名称	反応性	クローン	標識	容量	カタログ 番号	希望小売 価格
CD45	Hu	HI30	BV510	100 tests	563204	¥68,000
			V450	120 tests	560367	¥61,000
			V450	30 tests	560368	¥28,000
			V500	100 tests	560777	¥57,000
			V500	25 tests	560779	¥30,000
	Ms	30-F11	V450	50 µg	560501	¥36,000
			V500	50 µg	561487	¥36,000
			V450	50 µg	561587	¥38,000
	Rhe, Cyno, Bab	D058-1283	V450	50 tests	561291	¥41,000
			V500	50 tests	561489	¥41,000
CD45.1	Ms	A20	BV605	50 µg	563010	¥45,000*
			V450	50 µg	560520	¥36,000
CD45.2	Ms	104	BV421	50 µg	562895	¥45,000
			V450	50 µg	560697	¥36,000
			V500	100 µg	562129	¥65,000
			V500	25 µg	562130	¥27,000
CD45R	Ms	RA3-6B2	BV510	50 µg	563103	¥45,000*
			V450	100 µg	560472	¥47,000
			V450	25 µg	560473	¥25,000
CD45R/B220	Ms	RA3-6B2	BV421	50 µg	562922	¥45,000
			PB	100 µg	558108	¥45,000
			V500	100 µg	561226	¥47,000
			V500	25 µg	561227	¥30,000
CD45RA	Hu	HI100	BV421	50 tests	562885	¥54,000
			BV510	50 tests	563031	¥54,000
			BV605	50 tests	562886	¥54,000
			V450	120 tests	560362	¥61,000
			V450	30 tests	560363	¥28,000
			V500	50 tests	561640	¥41,000
	Hu, Rhe, Cyno, Bab	5H9	V450	50 tests	561220	¥44,000
			Rat	OX-33	V450	50 µg
CD45RB	Ms	16A	BV421	50 µg	562849	¥45,000
CD45RO	Hu	UCHL1	BV421	100 tests	562641	¥69,000
			BV605	25 tests	562790	¥35,000
			BV605	100 tests	562791	¥68,000
CD47	Hu	B6H12	V450	50 tests	561594	¥40,000
CD48	Hu	TÜ145	BV421	100 tests	562718	¥58,000
			Ms	HM48-1	BV421	50 µg
CD49b	Ms	DX5	BV421	50 µg	563063	¥45,000
			V450	50 µg	561638	¥38,000
CD49d	Hu, Rhe, Cyno, Bab, Dog, Bov	9F10	BV711	50 tests	563177	¥54,000
CD49f	Hu	GoH3	BV421	100 tests	562582	¥69,000
			BV421	25 tests	562598	¥37,000
CD56	Hu	NCAM16.2	BV421	100 tests	562751	¥69,000
			BV421	25 tests	562752	¥37,000
			BV510	50 tests	563041	¥54,000*
			BV605	25 tests	562779	¥35,000
			BV605	100 tests	562780	¥68,000
			BV711	50 tests	563169	¥54,000*
		B159	V450	120 tests	560360	¥61,000
			V450	30 tests	560361	¥28,000
CD59	Rat	TH9	V450	50 µg	562109	¥38,000
CD61	Ms, Rat	2C9.G2	BV421	50 µg	562917	¥45,000
CD62L	Hu	DREG-56	BV605	100 tests	562719	¥66,000
			BV605	25 tests	562720	¥38,000
			V450	120 tests	560440	¥61,000
			V450	30 tests	560441	¥28,000
	Ms	MEL-14	BV421	50 µg	562910	¥45,000
			BV510	50 µg	563117	¥45,000
			BV605	50 µg	563252	¥45,000*
			V450	50 µg	560507	¥36,000
CD63	Hu	H5C6	V450	50 tests	561984	¥40,000
CD64	Hu	10.1	BV421	50 tests	562872	¥54,000
			V450	50 tests	561202	¥44,000
CD66	Hu	B1.1/CD66	BV421	100 tests	562741	¥58,000
CD66b	Hu	G10F5	BV421	100 tests	562940	¥68,000*
			V450	50 tests	561649	¥40,000

* PB : Pacific Blue™の略。

*2013年8月1日より販売開始予定。

名称	反応性	クローン	標識	容量	カタログ 番号	希望小売 価格	
CD69	Hu	FN50	BV421	100 tests	562884	¥68,000	
			BV605	100 tests	562989	¥68,000	
			V450	50 tests	560740	¥44,000	
	Hu, Rhe, Cyno, Bab	Ms	H1.2F3	BV421	50 tests	562883	¥54,000
				BV421	50 µg	562920	¥45,000
				V450	50 µg	560690	¥36,000
CD70	Ms	FR70	BV421	50 µg	562908	¥45,000	
CD71	Ms	C2	BV421	50 µg	562716	¥45,000	
			BV510	50 µg	563112	¥45,000	
			BV605	50 µg	563013	¥45,000	
CD73	Hu	AD2	BV421	100 tests	562430	¥69,000	
			BV421	25 tests	562431	¥37,000	
	Ms	TY/23	V450	50 tests	561255	¥47,000	
			V450	50 µg	561544	¥36,000	
CD79a	Hu	HM47	BV421	50 tests	562852	¥54,000	
CD80	Hu	L307.4	BV510	50 tests	563084	¥54,000	
			V450	120 tests	560442	¥61,000	
	Ms	16-10A1	V450	30 tests	560444	¥28,000	
			BV421	50 µg	562611	¥45,000	
CD83	Hu	HB15e	V450	50 µg	560523	¥36,000	
			BV421	50 tests	562630	¥54,000	
	Ms	Michel-19	BV510	50 µg	563222	¥45,000*	
			BV605	50 µg	563253	¥45,000*	
CD86	Hu	2331 (FUN-1)	BV711	50 µg	563136	¥45,000*	
			BV421	100 tests	562432	¥69,000	
			BV421	25 tests	562433	¥37,000	
			V450	120 tests	560357	¥61,000	
	Hu, Rhe, Cyno, Bab	Ms	GL1	V450	30 tests	560359	¥28,000
				BV711	50 tests	563158	¥54,000
				BV510	50 µg	563077	¥45,000
				BV605	50 µg	563055	¥45,000*
CD88	Hu	5E10	V450	100 µg	560449	¥47,000	
			V450	25 µg	560450	¥25,000	
	Ms	OX-7	BV510	50 tests	563070	¥54,000	
			BV605	100 tests	562685	¥66,000	
CD90	Hu, Rhe, Cyno, Bab, Pig, Dog	5E10	BV605	25 tests	562686	¥38,000	
CD90.1	Ms, Rat	OX-7	BV421	100 tests	562556	¥69,000	
			V450	50 µg	561406	¥36,000	
CD90.2	Ms	53-2.1	BV605	50 µg	563008	¥45,000*	
			V450	50 µg	561643	¥36,000	
			V500	50 µg	561616	¥41,000	
CD95	Hu	DX2	BV421	100 tests	562616	¥69,000	
			V450	50 tests	561632	¥40,000	
			BV421	50 tests	562648	¥54,000	
			BV711	50 tests	563132	¥54,000	
	Hu, Rhe, Cyno, Bab	Ms	Jo2	V450	50 tests	561635	¥40,000
				BV421	50 µg	562633	¥45,000
				BV711	50 tests	563174	¥54,000
				BV421	50 tests	563162	¥54,000*
CD103	Ms	M290	BV421	50 µg	562771	¥45,000	
			BV510	50 µg	563087	¥45,000	
CD105	Hu	266	BV510	50 tests	563264	¥54,000*	
			BV605	50 tests	562664	¥54,000	
			V450	50 tests	561447	¥40,000	
CD106	Ms	429 (MVCAM.A)	V450	50 µg	561615	¥36,000	
CD107a	Hu	H4A3	BV421	50 tests	562623	¥54,000	
			BV510	50 tests	563078	¥54,000	
	Ms	1D4B	V450	50 tests	561345	¥40,000	
			V450	50 µg	560648	¥36,000	

名称	反応性	クローン	標識	容量	カタログ番号	希望小売価格
CD117	Hu	YB5.B8	BV421	100 tests	562434	¥69,000
			BV421	25 tests	562435	¥37,000
		BV605	50 tests	562687	¥54,000	
	Ms	2B8	BV421	50 µg	562609	¥45,000
			BV605	50 µg	563146	¥45,000
			BV711	50 µg	563160	¥45,000
			V450	50 µg	560558	¥36,000
CD121b	Ms	400	BV421	50 µg	562926	¥45,000
CD122	Hu	Mik-β3	BV421	50 tests	562887	¥54,000
	BV510	50 tests	563093	¥54,000		
CD123	Ms	TM-Beta 1	BV421	50 µg	562960	¥45,000*
			BV421	50 tests	562517	¥54,000
			BV510	50 tests	563072	¥54,000
CD127	Hu	HIL-7R-M21	BV421	100 tests	562436	¥69,000
			BV421	25 tests	562437	¥37,000
			BV510	50 tests	563086	¥54,000
			BV605	50 tests	562662	¥54,000
			BV650	50 tests	563225	¥54,000
			BV711	50 tests	563165	¥54,000
			BV786	50 tests	563324	¥54,000*
			V450	50 tests	560823	¥41,000
CD132	Ms	SB/199 SB/199q	BV421	50 µg	562959	¥45,000
			V450	50 µg	561205	¥36,000
CD132	Hu	AG184	BV421	50 tests	562881	¥54,000
CD135	Ms	A2F10.1	BV711	50 tests	563129	¥54,000
			BV421	50 µg	562898	¥45,000
CD138	Hu	MI15	BV421	50 tests	562935	¥54,000
			BV510	50 tests	563091	¥54,000
			BV711	50 tests	563184	¥54,000
			V450	50 tests	562098	¥40,000
	Ms	281-2	BV421	50 µg	562610	¥45,000
			BV510	50 µg	563192	¥45,000
CD140a	Ms	αR1 APA5	BV605	50 µg	563147	¥45,000
			BV711	50 µg	563193	¥45,000
CD141	Hu	1A4	BV421	50 tests	562799	¥54,000
CD144	Hu	55-7H1	BV421	50 µg	562774	¥45,000
			V450	50 tests	561569	¥40,000
CD146	Hu	P1H12	BV421	50 µg	562795	¥45,000
			BV711	50 tests	563186	¥54,000
			V450	50 tests	562136	¥47,000
CD147	Ms	ME-9F1	V450	50 µg	562232	¥46,000
			BV421	50 tests	562583	¥54,000
CD150	Hu	A12	BV421	50 µg	562934	¥45,000
			BV421	50 µg	562875	¥54,000
CD152	Ms	Q38-480	BV421	50 µg	562811	¥45,000
CD158a	Hu	BN13	BV421	50 tests	562743	¥54,000
CD161	Hu	HP-3E4	BV711	50 tests	563183	¥54,000
CD162	Hu	DX12	BV421	50 tests	562615	¥54,000
CD162	Ms	2PH1	BV421	50 µg	562807	¥45,000
CD163	Hu	GHI/61	BV421	50 tests	562643	¥54,000
CD166	Hu	3A6	BV421	50 tests	562936	¥54,000
CD183	Hu	1C6/CXCR3	BV421	50 tests	562558	¥54,000
			BV711	50 tests	563156	¥54,000
	Ms	CXCR3-173	BV421	50 µg	562937	¥45,000
CD184	Hu	12G5	BV421	50 tests	562448	¥54,000
			BV421	50 µg	562738	¥45,000
CD193	Ms	2B11/CXCR4	V450	50 µg	560875	¥36,000
			BV421	50 tests	562570	¥54,000
CD194	Hu	5E8	BV510	50 tests	563071	¥54,000
			BV421	50 tests	562579	¥54,000
			BV510	50 tests	563066	¥54,000
			BV605	50 tests	562906	¥54,000
CD195	Hu	2D7/CCR5	V450	50 µg	561123	¥36,000
			BV421	50 tests	562576	¥54,000
CD196	Hu	11A9	V450	50 tests	562121	¥40,000
			BV421	50 tests	562515	¥54,000
CD197	Hu	150503	BV605	50 tests	562724	¥54,000
			BV421	50 tests	562555	¥54,000
	Ms	4B12	V450	120 tests	560863	¥61,000
			V450	30 tests	560864	¥28,000
CD197	Ms	4B12	BV421	50 µg	562675	¥45,000
			V450	100 µg	560805	¥47,000

名称	反応性	クローン	標識	容量	カタログ番号	希望小売価格
CD200	Hu	MRC OX-104	BV605	50 tests	562853	¥54,000
CD209	Hu	DCN46	V450	50 tests	562126	¥40,000
			V450	50 tests	561275	¥40,000
CD221	Hu	1H7	BV421	50 tests	562593	¥54,000
CD223	Ms	C9B7W	BV711	50 µg	563179	¥45,000*
CD235a	Hu	GA-R2 (HIR2)	BV421	50 tests	562938	¥54,000
CD271	Hu	C40-1457	BV421	50 tests	562562	¥54,000
			V450	50 tests	562123	¥40,000
CD276	Ms	MIH32	BV421	50 µg	562634	¥45,000
CD278	Hu	B56 DX29	BV421	50 tests	562899	¥54,000
			BV421	50 tests	562901	¥54,000
CD279	Hu	EH12.1	BV421	50 tests	562516	¥54,000
			BV510	50 tests	563076	¥54,000
CD294	Ms	J43	BV421	50 µg	562584	¥45,000
			BV421	50 tests	562992	¥54,000
CD314	Hu	BM16	V450	50 µg	561661	¥36,000
			BV421	50 µg	562800	¥45,000
CD335 (Nkp46)	Ms	CX5	BV650	50 tests	563230	¥54,000
			BV711	50 tests	563043	¥54,000
			BV786	50 tests	563329	¥54,000*
	Hu	9E2/Nkp46	BV421	50 µg	562850	¥45,000
			V450	100 µg	560763	¥47,000
	CD338	Ms	29A1.4	V450	25 µg	560764
BV421				50 tests	562740	¥54,000
CXCR5	Hu	RF8B2	BV421	50 tests	562747	¥54,000
			BV510	50 tests	563105	¥54,000
ERK1/2 (pT202/pY204)	Ms	2G8	BV421	50 µg	562889	¥45,000
			PB	50 tests	560314	¥40,000
FLK-1	Hu, Ms, Rat	20A	BV421	50 tests	562981	¥54,000
			BV421	50 µg	562941	¥45,000
FoxP3	Ms	Avas 12α1	V450	50 µg	561256	¥36,000
			V450	120 tests	560459	¥61,000
GM-CSF	Hu	259D/C7	V450	30 tests	560460	¥28,000
			V450	100 tests	561182	¥72,000
			BV421	50 µg	562996	¥45,000
			V450	50 µg	561293	¥36,000
Granzyme B	Hu	BV D2-21C11	BV421	50 tests	562930	¥54,000
H-2K [b]	Hu	GB11	V450	50 tests	561151	¥41,000
Histone H3 (pS28)	Ms	AF6-88.5	BV421	50 µg	562942	¥45,000
HLA-A,B,C	Ms	HTA28	V450	50 tests	560606	¥44,000
HLA-A2	Hu	G46-2.6	V450	50 tests	561346	¥40,000
HLA-DR	Hu	BB7.2	V450	50 tests	561344	¥40,000
			BV421	100 tests	562804	¥58,000
			BV421	25 tests	562805	¥37,000
			BV510	50 tests	563083	¥54,000
			V450	50 tests	561359	¥40,000
			V500	100 tests	561224	¥57,000
	Hu, Rhe, Cyno, Bab	G46-6	V500	25 tests	561225	¥30,000
			BV605	25 tests	562844	¥35,000
	Ms	M5/114.15.2	BV605	100 tests	562845	¥68,000
			BV421	50 µg	562564	¥45,000
I-A/I-E	Ms	M5/114.15.2	V500	50 µg	562366	¥39,000
I-A [b]	Ms	AF6-120.1	BV421	50 µg	562928	¥45,000
IFN-α2b	Hu	7N4-1	V450	50 tests	561382	¥41,000
IFN-γ	Hu	B27	BV421	50 tests	562988	¥54,000
			BV605	50 tests	562974	¥54,000
			V450	120 tests	560371	¥61,000
			V450	30 tests	560372	¥28,000
			V500	50 tests	561980	¥41,000
Ig, κ Light Chain	Ms	XMG1.2	V450	50 µg	560661	¥36,000
			BV421	50 tests	562619	¥54,000
IgD	Hu	G20-193	V450	50 tests	561327	¥41,000
			V450	50 µg	561354	¥32,000
	Hu	IA6-2	BV421	50 tests	562518	¥54,000
			BV510	50 tests	563034	¥54,000
Ms	11-26c.2a	V450	50 tests	561309	¥40,000	
		V500	50 tests	561490	¥41,000	
		BV510	50 µg	563110	¥45,000*	
IgE	Ms	R35-72	BV605	50 µg	563003	¥45,000*
IgG	Hu	G18-145	V450	50 µg	560869	¥36,000
			BV510	50 µg	563097	¥45,000*
IgG	Hu	G18-145	BV421	50 tests	562581	¥54,000
			V450	50 tests	561299	¥41,000

名称	反応性	クローン	標識	容量	カタログ 番号	希望小売 価格
IgG1	Ms	A85-1	BV421	50 µg	562580	¥45,000
			V450	50 µg	562107	¥36,000
IgM	Hu	G20-127	BV421	50 tests	562618	¥54,000
			BV510	50 tests	563113	¥54,000*
			BV605	50 tests	562977	¥54,000*
			V450	50 tests	561286	¥40,000
	Ms	R6-60.2	BV421	50 µg	562595	¥45,000
			BV510	50 µg	563118	¥45,000*
			V450	50 µg	560575	¥36,000
IL-10	Ms	JES5-16E3	V450	50 µg	561429	¥36,000
IL-12 (p40/p70)	Hu	C11.5	V450	50 µg	561380	¥40,000
	Ms	C15.6	V450	50 µg	561456	¥36,000
IL-13	Hu	JES10-5A2	V450	50 tests	561158	¥41,000
IL-17A	Hu	N49-653	BV421	50 tests	562933	¥54,000
			V450	50 tests	560610	¥44,000
IL-17F	Hu	O33-782	V450	100 tests	561337	¥64,000
			V450	25 tests	561338	¥30,000
IL-2	Hu	5344.111	BV421	50 tests	562914	¥54,000
			BV510	50 tests	563265	¥54,000*
			V450	50 tests	560867	¥41,000
	Ms	JES6-5H4	BV421	50 µg	562969	¥45,000*
			V450	50 µg	560546	¥36,000
			BV421	50 tests	562986	¥54,000
IL-4	Hu	8D4-8	V450	50 tests	561595	¥40,000
			BV421	50 µg	562915	¥45,000
	Ms	11B11	V450	50 µg	560701	¥36,000
			V450	50 tests	561446	¥41,000
IL-6	Hu	MQ2-13A5	V450	50 µg	561376	¥36,000
	Ms	MP5-20F3	V450	50 µg	561376	¥36,000
IL7 (CD85g)	Hu	17G10.2	BV421	50 tests	562578	¥54,000
Invariant NK T-Cell	Hu	6B11	BV510	50 tests	563267	¥54,000*
			BV711	50 tests	563268	¥54,000*
Ki-67	Hu	B56	V450	50 tests	561281	¥44,000
KLRG1	Ms	2F1	BV421	50 µg	562897	¥45,000
			V450	50 µg	561625	¥38,000
Lgr5	Hu	8F2	BV421	50 tests	562925	¥54,000
Light Chain, λ	Hu	JDC-12	BV421	50 tests	562893	¥54,000
			V450	50 tests	561379	¥40,000
LPAM-1	Ms	DATK32	BV421	50 µg	562943	¥45,000
Ly-49AB6	Ms	A1	V450	50 µg	561204	¥36,000
Ly-6A/E	Ms	D7	BV421	50 µg	562729	¥45,000
			V450	50 µg	560653	¥36,000
			V500	100 µg	561228	¥47,000
			V500	25 µg	561229	¥30,000
Ly-6C	Ms	AL-21	BV421	50 µg	562727	¥45,000
			BV605	50 µg	563011	¥45,000*
			V450	50 µg	560594	¥36,000
			BV605	50 µg	563005	¥45,000
LY-6G	Ms	1A8	V450	50 µg	560603	¥36,000
			BV421	50 µg	562737	¥45,000
Ly-6G and Ly-6C	Ms	RB6-8C5	BV421	50 µg	562709	¥45,000
			BV510	50 µg	563040	¥45,000
			V450	100 µg	560453	¥47,000
			V450	25 µg	560454	¥25,000

※ PB : Pacific Blue™の略。

*2013年8月1日より販売開始予定。

名称	反応性	クローン	標識	容量	カタログ 番号	希望小売 価格
MIP-1β	Hu	D21-1351	BV421	50 tests	562900	¥54,000
Nestin	Rat	25/NESTIN	V450	50 tests	561282	¥41,000
			V450	50 tests	561551	¥41,000
NK-1.1	Ms	PK136	BV421	50 µg	562921	¥45,000
			BV510	50 µg	563096	¥45,000
			BV605	50 µg	563220	¥45,000*
			V450	50 µg	560524	¥36,000
Nkp46	Hu	9E2/Nkp46	V450	50 tests	562099	¥47,000
Oct-2	Hu, Ms	9A2	BV421	50 tests	563196	¥54,000*
p38 MAPK (pT180/pY182)	Hu, Ms, Rat	36/p38 (pT180/pY182)	PB	50 tests	560313	¥40,000
Pax-5	Hu, Ms	1H9	BV510	50 tests	563191	¥54,000
RORγt	Ms	Q31-378	BV421	50 µg	562894	¥45,000
S6 (pS235/pS236)	Hu	N7-548	V450	50 tests	561457	¥40,000
Siglec-F	Ms	E50-2440	BV421	50 µg	562681	¥45,000
Sox2	Hu, Ms	O30-678	V450	50 tests	561610	¥40,000
SSEA-1	Ms	MC480	BV421	50 tests	562705	¥54,000
			V450	50 tests	561561	¥40,000
SSEA-3	Hu	MC-631 (also known as MC631)	BV421	50 tests	562706	¥54,000
SSEA-4	Hu	MC813-70	V450	50 tests	561156	¥40,000
Stat1 (pY701)	Hu, Ms	14/P-STAT1	PB	50 tests	560310	¥40,000
Stat3 (pY705)	Hu, Ms	4/P-STAT3	PB	50 tests	560312	¥40,000
Stat5 (pY694)	Hu	47/Stat5 (pY694)	PB	50 tests	560311	¥40,000
Stat6 (pY641)	Hu	18/P-Stat6	V450	50 tests	561203	¥40,000
Streptavidin			BV421	100 µg	563259	近日販売 開始
			BV510	100 µg	563261	近日販売 開始
			BV605	100 µg	563260	近日販売 開始
			BV711	100 µg	563262	近日販売 開始
			V450	100 µg	560797	¥52,000
			V500	100 µg	561419	¥41,000
T-bet	Hu, Ms	O4-46	V450	50 tests	561312	¥41,000
TCR β Chain	Ms	H57-597	BV421	50 µg	562839	¥45,000
			BV510	50 µg	563221	¥45,000*
			BV605	50 µg	562840	¥45,000
			V450	50 µg	560706	¥36,000
TCR γδ	Hu	B1	BV421	50 µg	562560	¥52,000
	Ms	GL3	BV421	50 µg	562892	¥45,000
TCR Vα 2	Ms	B20.1	BV421	50 µg	562944	¥45,000
			V450	50 µg	560625	¥36,000
TCR Vβ 13	Ms	MR12-3	V450	50 µg	561539	¥38,000
TER-119/ Erythroid cell	Ms	TER-119	V450	50 µg	560504	¥36,000
			V500	50 µg	562120	¥39,000
TGF-β1	Hu	TW4-9E7	BV421	50 tests	562962	¥54,000*
TNF	Hu	Mab11	BV421	50 tests	562783	¥54,000
	Ms	MP6-XT22	V450	50 tests	561311	¥40,000
TRA-1-60 Antigen	Hu	TRA-1-60	BV421	50 tests	562711	¥54,000
			V450	50 tests	561153	¥40,000

アイソタイプコントロール用抗体一覧

名称	クローン	標識	容量	カタログ番号	希望小売価格		
Ham IgG1, κ	A19-3	BV421	50 μ g	562601	¥30,000		
		V450	100 μ g	561186	¥47,000		
		BV510	50 μ g	563197	¥44,000		
		BV605	50 μ g	563009	¥37,000		
		BV711	50 μ g	563128	¥44,000		
Ham IgG1, λ 1	G235-2356	V450	100 μ g	560552	¥36,000		
		BV421	50 μ g	562919	¥44,000		
		BV510	50 μ g	562954	¥44,000		
		BV711	50 μ g	563049	¥44,000		
		BV605	50 μ g	563054	¥37,000		
Ham IgG2, κ	B81-3	BV421	50 μ g	562612	¥30,000		
		PB	100 μ g	560317	¥45,000		
		V450	100 μ g	560563	¥36,000		
	Ha4/8	V500	100 μ g	560785	¥36,000		
Ham IgG2, λ 1	Ha4/8	BV510	50 μ g	563085	¥44,000		
Ham IgM, λ 1	G235-1	BV421	50 μ g	562888	¥45,000		
Ms Ig, κ	187.1	V450	100 μ g	562142	¥27,000		
Ms IgA, κ	M18-254	V450	100 μ g	562142	¥27,000		
Ms IgG1, κ	X40	BV421	50 μ g	562438	¥30,000		
		V450	100 μ g	561504	¥36,000		
		V500	100 μ g	560787	¥36,000		
		BV510	50 μ g	562946	¥44,000		
		BV605	50 μ g	562652	¥31,000		
		BV650	50 μ g	563231	¥44,000		
		BV711	50 μ g	563044	¥44,000		
		BV786	50 μ g	563330	¥44,000		
		PB	100 μ g	558120	¥45,000		
		MOPC-21	V450	100 μ g	560373	¥47,000	
	Ms IgG2a, κ	MOPC-173	V450	100 μ g	560882	¥47,000	
			G155-178	BV421	50 μ g	562439	¥30,000
				BV510	50 μ g	563027	¥44,000
PB	100 μ g	558118		¥45,000			
Ms IgG2b, κ	27-35	V450	100 μ g	560550	¥36,000		
		V500	100 μ g	561221	¥36,000		
		BV421	50 μ g	562748	¥30,000		
		BV510	50 μ g	563025	¥44,000		
		V450	100 μ g	560374	¥47,000		
Ms IgG2b, λ	27-35	V500	100 μ g	561629	¥36,000		
		BV711	50 μ g	563125	¥44,000		

名称	クローン	標識	容量	カタログ番号	希望小売価格	
Ms IgG3, κ	J606	V450	100 μ g	561600	¥47,000	
Ms IgM, κ	G155-228	BV421	50 μ g	562704	¥30,000	
		V450	100 μ g	560861	¥47,000	
		V500	100 μ g	561574	¥36,000	
		BV711	50 μ g	563164	¥44,000	
		BV510	50 μ g	563082	¥44,000	
Rat IgG1, κ	R3-34	BV421	50 μ g	562868	¥30,000	
		BV605	50 μ g	562993	¥44,000	
		BV711	50 μ g	563283	¥44,000	
		BV510	50 μ g	563039	¥44,000	
		V450	100 μ g	560535	¥36,000	
Rat IgG1, λ	A110-1	BV421	50 μ g	562604	¥30,000	
		BV510	50 μ g	563270	¥44,000	
		BV605	50 μ g	562987	¥44,000	
		V450	100 μ g	561185	¥36,000	
Rat IgG2a, κ	R35-95	BV421	50 μ g	562602	¥30,000	
		BV510	50 μ g	562952	¥44,000	
		BV605	50 μ g	563144	¥37,000	
		BV650	50 μ g	563236	¥44,000	
		BV711	50 μ g	563047	¥44,000	
		BV786	50 μ g	563335	¥44,000	
		PB	100 μ g	558109	¥45,000	
Rat IgG2a, λ	B39-4	V450	100 μ g	560377	¥47,000	
		V500	100 μ g	560786	¥36,000	
		BV421	50 μ g	562965	¥44,000	
		BV605	50 μ g	562998	¥44,000	
Rat IgG2b, κ	R35-38	V450	100 μ g	560723	¥40,000	
		BV421	50 μ g	562603	¥30,000	
		BV786	50 μ g	563334	¥44,000	
Rat IgG2b, λ	A95-1	V450	100 μ g	560457	¥47,000	
		V500	100 μ g	560784	¥36,000	
		R35-38	BV510	50 μ g	562951	¥44,000
			BV605	50 μ g	563145	¥37,000
BV650	50 μ g		563233	¥44,000		
Rat IgM, κ	R4-22	BV711	50 μ g	563045	¥44,000	
		V450	100 μ g	560574	¥36,000	
		BV421	50 μ g	562708	¥30,000	
		BV510	50 μ g	563080	¥44,000	
		BV605	50 μ g	563062	¥37,000	
Rat IgM, λ	R4-22	BV711	50 μ g	563139	¥44,000	

その他細胞調製用試薬

製品名	容量	カタログ番号	希望小売価格	備考
7-AAD Staining Solution	2.0 mL	559925	¥15,000	死細胞除去試薬
Fixable Viability Stain 450	0.1 mg	562247	¥18,000	死細胞除去試薬 (細胞内染色用)
Violet Proliferation Dye 450	1.0 mg	562158	¥38,000	細胞増殖解析試薬
Transcription Factor Buffer Set	100 tests	562574	¥30,000	サイトカイン転写因子同時染色用細胞膜固定・透過バッファー
	25 tests	562725	¥9,000	
Human Foxp3 Buffer Set	100 tests	560098	¥30,000	Foxp3染色用細胞膜固定・透過バッファー
Mouse Foxp3 Buffer Set	100 tests	560409	¥30,000	
BD Cytofix / Cytoperm Fixation / Permeabilization Solution Kit	250 tests	554714	¥71,000	細胞膜固定・透過用バッファーセット
BD Cytofix / Cytoperm Plus Fixation / Permeabilization Solution Kit with BD GolgiStop	250 tests	554715	¥76,000	細胞膜固定・透過用バッファーセット、Breferdin A 溶液
BD Cytofix / Cytoperm Plus Fixation / Permeabilization Solution Kit with BD GolgiPlug	250 tests	555028	¥76,000	細胞膜固定・透過用バッファーセット、Monencin 溶液
BD Cytofix / Cytoperm Fixation / Permeabilization Solution	125 mL	554722	¥36,000	細胞膜固定・透過用バッファー
BD Cytofix Fixation Buffer	100 mL	554655	¥30,000	細胞膜固定用バッファー
BD Perm / Wash Perm/Wash Buffer	100 mL	554723	¥36,000	細胞膜透過用バッファー
Stain Buffer (FBS)	500 mL	554656	¥30,000	細胞染色用バッファー
Stain Buffer (BSA)	500 mL	554657	¥32,000	
BD PharmLyse Lysis Buffer (10X concentrate)	100 mL	555899	¥7,000	赤血球溶血バッファー

高輝度色素 Brilliant Violet™ 発売開始記念 マルチカラー解析トレーニングキャンペーン

キャンペーン概要

キャンペーン期間	2013年7月22日～2013年9月末日(弊社受付分)
キャンペーン内容	通常、学術スタッフによる試薬トレーニングは、弊社試薬を計20万円分(弊社希望小売価格)ご購入いただいたお客様に対して、ご希望に応じて実施しております。 キャンペーン期間中は、BV シリーズ製品を含む弊社試薬を10万円分以上(弊社希望小売価格)ご購入いただいたお客様に対して、マルチカラー解析のトレーニングを実施いたします。
申し込み方法	<p>E-mail tech_cell@bd.com TEL 0120-4890-77</p> <p>上記いずれかの連絡先にご連絡をお願いいたします。 トレーニング申し込み用紙をお送りします。申し込み用紙ご記入の際に、キャンペーン期間にご購入いただいた製品のカタログ番号と数量が必要となります。 ご購入前の試薬の組合せに関してもご相談承ります。お気軽にご連絡ください。</p>

- * 研究用試薬です。診断・治療への使用及び販売はしないでください。
- * 本冊子に掲載されている価格は2013年1月現在の希望小売価格です。
当該価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
上記価格には消費税は含まれておりません。
- * 冊子に掲載されている価格は、あくまでも参考情報として製品毎に統一的に設定している当社の希望小売価格です。
販売代理店からの販売価格は、各代理店様が自主的に決定されております。
お見積もりは販売代理店様にお問い合わせください。
- * Brilliant Violet™はSirigen Group Ltd. の商標です。
- * Cy™はAmersham Bioscience Corp. の商標です。
- * Alexa Fluor®はMolecular Probe Inc. の商標です。
- * BD、BDロゴおよびその他の商標はBecton, Dickinson and Companyが保有します。©2013 BD



日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂4-15-1 赤坂ガーデンシティ

www.bd.com/jp/

お客様情報センター
製品関連・資料請求/納期・在庫

0120-8555-90
Fax: 024-593-5761

BD Biosciencesに関する技術的、学術的なお問い合わせ先
セルアナリシス学術カスタマーサポート

0120-4890-77
E-Mail: tech_cell@bd.com

インストルメンツサポートホットライン

0120-7099-12