

ファスマックの らくちん プライマー

圧倒的
な
利便性!!



弊社
らくちんプライマー
イメージ

PCR前のプライマー希釈作業、
手間ではありませんか？

弊社では5 μ Mや10 μ Mといった
Ready-to-Useな濃度に標準で対応しております。
納品後、いっさい希釈する事なく
そのまま実験にご利用可能です！

従来の
実験イメージ



**EASY
SPEEDY
QUICKLY**

	乾燥	100 μ M	10 μ M
溶解		不要	不要
希釈			不要
作業時間	60秒	30秒	0秒!

面倒だった希釈作業の一切から解放
されますので、確実に研究開発の効率化
に繋がります。他にはない圧倒的に便利
なプライマー、是非ご活用ください。

- 定額オリゴ：一律¥990 (~30base)
 - ウルトラオリゴ：¥50 / base (~80base)
- ※ 20base未満は一律20baseとして料金計算
※ 記載の金額は税抜価格となります

ファスマックプライマー（定額、ウルトラ）の特徴

- 最大45baseまでの鎖長を最短翌日にお届け
- 配列に依存せず10nmol以上の取量を保証 (10 μ Mの濃度で1,000 μ lの溶液量)
- 全製品TOF-MASSによる品質検査を実施
- 逆相カラム精製が標準グレード、追加料金なし
- 1本のご注文から配送料金なし
- 発注時に5 μ Mから200 μ Mまで幅広い濃度調整が標準で選択可能

出荷形態：
必須

<input type="radio"/> DRY
<input type="radio"/> TE 200 <input type="radio"/> TE 100 <input type="radio"/> TE 50 <input type="radio"/> TE 20 <input checked="" type="radio"/> TE 10 <input type="radio"/> TE 5
<input type="radio"/> DDW 200 <input type="radio"/> DDW 100 <input type="radio"/> DDW 50 <input type="radio"/> DDW 20 <input type="radio"/> DDW 10 <input type="radio"/> DDW 5

※ 発注画面イメージ

**品質
保証つき!!**

万が一製品に不具合が見られた
場合、出荷日から3年間無償で
再合成をさせていただきます。

注1…定額オリゴ、ウルトラオリゴ
(逆相カラム精製)に限り

注2…乾燥、またはTE溶液にて-20 $^{\circ}$ C以下
にて適切に保管をされている
場合に限り

FASMAC